



MERCATOR gogrip

Spodnja navodila naj se uporabljajo skupaj s podrobnimi informacijami na embalaži rokavic.

Kratek opis produkta

Nitrilne diagnostične in zaščitne rokavice, nesterilne, za enkratno uporabo. Ime produkta "MERCATOR gogrip"

Podroben opis produkta

| | |
|----------------------|---|
| Surovina: | nitril |
| Zunanja površina: | s teksturo |
| Notranja površina: | polimerizirana + klorirana |
| Rob: | spojen |
| Barva: | črna |
| Oblika: | univerzalna, za levo in desno dlan |
| Velikosti: | S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10), XXL (10-11) |
| AQL: | 1.0 |
| Količina v embalaži: | 50 rokavic (po teži) |
| Rok uporabe: | 3 leta (od datuma proizvodnje) |

Navodila za shranjevanje

Rokavice je priporočljivo shranjevati na suhem mestu, na temperaturi 5 - 35°C in skrito pred direktno in fluorescentno svetlobo. Priporočena relativna vlaga na mestu hrambe je 60 ±20%.

Rokavice naj bodo vedno vsaj 1 m oddaljene od grelnih naprav, virov ognja in ozona.

Ne hranite rokavic v neposredni bližini topil, olj, goriv in lubrikantov.


PPER klasifikacija in skladnost

Rokavice se uvrščajo v osebno zaščitno opremo kategorije III in so v skladu s priložo I Uredbe (EU) 2016/425 za osebno zaščitno opremo in z Evropskimi standardi: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Tip B), EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016.

Izjava o EU skladnosti je dosegljiva na spodnji povezavi:

<https://bit.ly/38QxTAI>

Priglašeni organ 2777,
odgovoren za Tipski pregled EU
Pregled Modul B in Modul C2:
Satra Technology Europe Limited
 Bracetown Business Park, Clonee,
 Dublin 15, Dublin, Ireland



Namenjena uporaba

Gre za nesterilne zaščitne rokavice z debelejšo steno in diamantno teksturo, ki zagotavlja odličen oprijem in zaščito ob delu v oljnatih in vlažnih pogojih.

Rokavice se lahko uporabljajo za zaščito pred nevarnimi in infektivnimi agensi. To so kemično odporne rokavice, klasificirane kot osebna zaščitna oprema kategorije III. Njihova oblika in oznaka sta v skladu s pogoji Uredbe (EU) 2016/425 za osebno zaščitno opremo. Rokavice se naj uporabljajo izključno za namene njihove uporabe.

Previdnostni ukrepi in znaki rabe

Pred nadevanjem rokavic posušite roke. Pred uporabo pregledajte rokavice za morebitne napake ali nepopolnosti. Uporabite vsaj 1 par rokavic za vsakega pacienta ali poseg, rokavice so samo za enkratno uporabo. Preprečite uhajanje kemikalij v notranjost rokavic skozi rob na zapestju. Če pride kemikalija v stik s kožo, mesto stika nemudoma sperite z veliko količino vode in mila. Če se rokavice strgajo ali preluknjajo, jih zamenjajte z novimi in celimi. Rokavice naj se uporabljajo v stiku z odprtim ognjem ali kot zaščita pred ostrimi predmeti. Rokavice niso namenjene varenju, zaščiti pred električnim šokom, ionizirajočim sevanjem ali pred učinkom mrzlih ali vročih predmetov.

Te informacije ne odražajo dejanskega časa učinkovite zaščite na delovnem mestu in razlike med spojinami in čistimi kemikalijami. Rezultati razpada prikazujejo razliko v odpornosti na luknjanje glede na izpostavljenost testnim kemikalijam. Odpornost na kemikalije je bila določena v laboratorijskih pogojih in z vzorcem, vzetim le iz dlani rokavice (razen v primerih, kjer je rokavica dolga vsaj 400mm - kjer se testira tudi rob), in se nanaša le na kemikalijo, s katero je bil test opravljen. Če je ta kemikalija uporabljena v spojinah, so rezultati lahko drugačni. Odpornost na luknjanje je bila opravljena v laboratorijskih pogojih in se nanaša le na testiran vzorec.

Priporočljivo je, da se od primera do primera preveri ali so rokavice primerne za opravljanje specifičnega dela, saj se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od tistih, v katerih je bilo opravljeno testiranje (temperatura, abrazija, razpad). Med uporabo lahko zaščitne rokavice zagotavljajo manj odpornosti na nevarno kemikalijo zaradi sprememb v fizičnih lastnostih. Premiki, vlečenje, drgnjenje, razpad zaradi stika s kemikalijo, ipd. lahko občutno znižajo čas uporabnosti rokavice. Za jedke kemikalije je lahko razpad materiala najbolj pomemben faktor pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije.

Sestavine / nevarne sestavine

Nekatere rokavice lahko vsebujejo snovi, za katere je znano, da lahko povzročajo alergije osebam, ki so na njih alergične, saj jim lahko povzročajo draženje in/ali alergijsko reakcijo ob stiku. V primeru alergijske reakcije, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Odstranjevanje

Uporabljene rokavice so lahko okužene z nalezljivimi ali drugimi nevarnimi snovmi. Odstranijo naj se v skladu z lokalno regulativo na področju odstranjevanja medicinskih in nevarnih odpadkov. Rokavice morajo biti zakopane ali zažgane pod kontroliranimi pogoji.

Proizvajalec

MERCATOR MEDICAL S.A.
 ul. H. Modrzejewskiej 30
 31-327 Krakov, Poljska
www.mercatormedical.eu



Nivoji pronicanja (po standardu EN ISO 374-1:2016)

Nivo 1 > 10 min ; Nivo 2 > 30 min ; Nivo 3 > 60 min ; Nivo 4 > 120 min ; Nivo 5 > 240 min ; Nivo 6 > 480 min

| Rezultati testiranja, po EN 16523-1:2015 | | EN 374-4:2013 |
|--|------|---------------|
| Kemikalija | Nivo | Razpad [%] |
| 30 % Vodikov peroksid (P) | 3 | 6.1 |
| 40 % Natrijev hidroksid (K) | 6 | -59.2 |
| 37 % Formaldehid (T) | 4 | 14.8 |

*najmanjša zaznana hitrost pronicanja: 5 µg / cm² / min

**najmanjša zaznana hitrost pronicanja: 7 µg / cm² / min

EN 374-4:2013 Nivo razpada nakazuje razliko v odpornosti na luknjanje, za tem ko je bila rokavica izpostavljena kemikaliji za testiranje

| Rezultati testiranja, po EN 374-2:2014 - Nivo 2 (ISO 2859) | | Rezultati testiranja, po EN ISO 374-5:2016 | |
|--|--------|--|----------|
| Nivo | AQL | Zaščita pred bakterijami in glivami | Prestalo |
| Nivo 3 | < 0.65 | Zaščita pred virusi | Prestalo |
| Nivo 2 | < 1.5 | | |
| Nivo 1 | < 4.0 | | |

Simboli, prikazani na embalaži

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | Medicinski pripomoček | | Osebna zaščitna oprema | | Pudrane rokavice |
| | Ni za ponovno uporabo / Za enkratno uporabo | | Hranite na suhem | | Ne pudrane rokavice |
| | Nesterilno | | Hranite zaščiteno pred sončno svetlobo | | Notranjost rokavice je prevlečena s polimernim premazom |
| | Serijska koda | | Hranite na temperaturi med 5°C in 35°C | | Notranjost rokavice je prevlečena s kozmetičnim premazom |
| | Kataloška številka | | Hranite na temperaturi med 5°C in 35°C | | Zunanost rokavice ima profil |
| | Pooblaščen predstavnik v Evropski skupnosti | | Datum proizvodnje | | Rokavice so narejene iz nitrila |
| | Uporabno do | | Proizvajalec | | Rokavice so narejene iz vinila |
| | Oznaka za rokavice, ki ščitijo pred bakterijami in glivami | | Primerno za stik z živilo (za več informacij se obrnite na navodila za uporabo) | | Surovina - lateks naravnega kavčuka |
| | Oznaka za rokavice, ki ščitijo pred virusi, bakterijami in glivami | | Embalaža je narejena iz papirja, primerne za reciklažo | | 50 rokavic po teži |
| | Oznaka za rokavice, odporne na kemikalije Tipa A. Šest testiranih kemikalij se označi z enočrkovno označbo pod piktogramom | | Embalaža se smatra kot komunalni odpadki | | 100 rokavic po teži |
| | Oznaka za rokavice, odporne na kemikalije Tipa B. Tri testirane kemikalije se označi z enočrkovno označbo pod piktogramom | | Preberite navodila za uporabo | | 200 rokavic po teži |
| | Oznaka za rokavice, odporne na kemikalije Tipa C. Ena testirana kemikalija se označi z enočrkovno označbo pod piktogramom | | Več informacij na notranji strani embalaže | | Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana |
| | V skladu s pogoji, potrebnimi za prodajo na Ruskem trgu | | V skladu s pogoji, potrebnimi za prodajo na Ukrajinskem trgu | | |



KAKO SI NADETI ROKAVICE?



KAKO SNETI ROKAVICE?

